

天然ゴム製手術用手袋

New

# NuTex™ Pro

## No Powder

全数検査済

パウダーフリー

ラテックス低減

柔らかなフィット感



NuTex  
No Powder

IMJ  
IMJ GROUP



株式会社 インターメド ジャパン

# 柔らかなフィット感

- **フィットに優れた手袋**  
指部分の厚さ0.185mm<sup>\*</sup>、掌部分の厚さ0.175mm<sup>\*</sup>の薄さにより、マイクロ手術や長時間手術での快適性を実現しました。
- **グリップ力の向上**  
表面加工により、ドライ/ウェットを問わず鉗子等の操作性が向上しています。
- **ブラウンカラー**  
无影灯やマイクロサージャリー下での光源反射による眩しさを防ぎます。
- **ポリマーコーティング**  
術中交換、二重装着、濡れた手での装着を容易にします。また、水溶性蛋白質は汗により溶出しますが、ポリウレタンコーティングは汗に強い特長を持っています。

※ 自社測定



# 低アレルギー性

- NuTexProは製造工程における洗浄作業を繰り返し行うことにより、ラテックスアレルギーの原因となる蛋白質の含有量を大幅に減らすことができました。
- 蛋白質含有量の合計が、0.15 $\mu$ g/g以下ならばラテックスアレルギーを発症する確率が低いとされています。
- 現在ご使用されている手袋のラテックス蛋白質含有量を確認しましょう。蛋白質含有量はFitKit検査により測定することができます。

J ALLERGY CLIN IMMUNOL 1999  
フィンランド医薬品庁手袋試験 2005 年  
第 17 回ラテックスアレルギー研究会特別講演  
Mr HardiTamm, Icosagen AS Sales and Marketing Manager

## ラテックス蛋白質の含有量



# 省スペース化

- スマートパックの導入により在庫スペースを削減できます。
- NuTexProは50双/箱にも関わらず従来のNuTex(25双/箱)に比べてほぼ変わらない大きさとなっています。



製造販売元

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL06-6222-3751(代)・FAX06-6222-3750

販売元

**株式会社 インターメド ジャパン**

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465  
大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760  
福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419  
仙台営業所: TEL022-719-7666・FAX022-719-7654  
名古屋営業所: TEL052-741-7124・FAX052-741-7125

製品名	製品番号	サイズ	包装単位
NuTexPro	81855	5.5	50双/箱
	81860	6.0	
	81865	6.5	
	81870	7.0	
	81875	7.5	
	81880	8.0	
	81885	8.5	

医療機器認証番号 227ADBZX00126000 / JMDN コード 40548000

- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

A160301-1602-01-0000-0000