




ベニガード I.V. ドレッシング

上質なドレッシング材で
カテーテル固定のニーズにお応えします






ガンマ線滅菌

防水性

フォームテープは発汗にも強く、防水性に優れているので、装着したままシャワーも可能です。


操作性

ノンスティックタブが手袋を装着したままでの貼付け操作を容易にします。




安定性

フォームの上からカテーテル周囲をつまんで密着させることで、カテーテルまたはコネクタの隙間を塞ぎます。しっかりした粘着フォームがカテーテルを定位置に固定します。



通気性

高い水蒸気透過性の粘着性透明フィルムは水蒸気、酸素を通し、水分、細菌から穿刺部を保護します。



品名	品番	形状/サイズ(mm)	用途	包装単位
ベニガードTM	705-4431	64 75	成人 末梢静脈/末梢動脈カテーテル固定	100枚/箱
ベニガードTM Jr.	730-4432	41 63	小児 末梢静脈/末梢動脈カテーテル固定	100枚/箱
ベニガードSP	710-2730	63 75	成人 末梢静脈/末梢動脈カテーテル固定	100枚/箱
ベニガードML	750-4181	93 85	成人 中心静脈カテーテル固定	25枚/箱

医療機器届出番号:27B1X00116000267/JMDNコード:70444000

販売元

株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045大阪府大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MDビル14F
TEL.06-6222-1951 FAX.06-6222-1950

東京支店: TEL.03-5363-8460・FAX.03-5363-8465
大阪支店: TEL.06-6222-1957・FAX.06-6222-3760
福岡支店: TEL.092-451-2459・FAX.092-451-2419
仙台営業所: TEL.022-719-7666・FAX.022-719-7654
名古屋営業所: TEL.052-741-7124・FAX.052-741-7125

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

<http://www.j-mednext.co.jp/>

本社:〒541-0042 大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋 10F
TEL.06-6222-0602・FAX.06-6222-6181

代理店