

Only One Face-Cradle™

腹臥位用ヘッドサポート

高さ、長さを柔軟に調節できる
オンリーワンの腹臥位用ヘッドサポート




腹臥位手術でのフィッティングと視認性を追求した

最適なヘッドサポート

簡単セットアップ!

クッションは開封してすぐに使えます。



2ピースのクッションが患者の顔に
快適にフィットします。

ベースの高さ、長さを調節できるため、
成人患者の頭のサイズに適合します。

ミラー付の開放的な構造によって患者の顔を
あらゆる角度から視認しやすくなっています。

- クッションのみがディスプレイでベースとミラーは繰り返しご使用いただけます。
- 気管内チューブにアクセスしやすく、操作できる十分なスペースを確保できます。
- ラテックスフリー素材を使用。



Only One Face-Cradle™

Face-Cradle®システムは、ミラー、ベースおよびクッションで構成されています。



品番	商品名	重量	調節範囲	材質	梱包単位	医療機器届出番号
10-52001	フェイスクレードル ミラー	488g	—	ポリカーボネート	1枚/箱	27B1X00040000195
10-52002	フェイスクレードル ベース	785g	高さ: 約 26mm 長さ: 約 40mm	ポリカーボネート/ ステンレススチール(金属部)	1台/箱	27B1X00040000195
10-52003	フェイスクレードル クッション	242g	—	ポリウレタンフォーム	1セット/箱	27B1X00040000195

販売元 _____



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL(06)6222-1951(代)・FAX(06)6222-1950

製造販売元 _____



<http://www.jssco.co.jp/>

本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL(06)6222-3751(代)・FAX(06)6222-3750

代理店 _____