

DRY SCRUB

ドライスクラブ


SURGICAL HAND BRUSH and Nail Cleaner

EOG滅菌済
Single Use

しなやかなポリエチレン製のブラシ部分は、過敏な皮膚へのダメージを最小限にいとめます。

ブラシ部分は、適度な硬さで、手や指、爪、甘皮を、優しく洗淨できます。

ポリウレタン製のスポンジ部分は、皮膚の表面を傷めることなく洗淨できます。



開封しやすく、取り出しやすい滅菌パック入りで、爪クリーナーも入っています。



品番	品名	包装単位
31113	ドライスクラブ	30個/箱 8箱/ケース

法第二条第四項適用外

DRY SCRUB

ドライスクラブ

SURGICAL HAND BRUSH and Nail Cleaner



30個入りの簡易ボックス(写真)は、滅菌パックごとに取り出しやすく、残量の確認も容易です。

●ディスペンサー

別売の金属製ディスペンサー(写真)で、壁などに設置するとさらに便利です。

品名	品番	規格	包装単位
ディスペンサー	356DSP	金属製	1個/箱

法第二条第四項適用外

販売元

代理店

 株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

C060830-1401-04-2000-0039