



DESIGN INNOVATIONS
FOR RESPIRATORY CARE

Striving
to be
**#1 IN PATIENT
SATISFACTION**

InfuseIT[®]

Disposable and Reusable Pressure Infusors

InfuseIT リューザブル/ディスポーザブル 加圧バッグ



株式会社 インターメド ジャパン

特長

- 360° 遠くからでも認識しやすい圧力ゲージ
- 300mmHg以下で使用（圧力上限に達すると弁が開放する安全機構付）



初期位置



通常加圧




過剰加圧




- 半透明スリーブで輸液の種類、残量確認が容易
- 清拭しやすいスリーブタイプ（リニューザブル）


操作が簡単



インフレーション



ホールド



デフレーション

洗浄方法

InfuseIT 加圧バッグ は下記のいずれかの方法で洗浄してください。

- 希釈漂白剤(10%)
- イソプロピルアルコールに軽く浸した柔らかい布で清拭
- クリーニングクロスを使用して清拭
- 流水ですすぎ、自然乾燥



浸漬洗浄
蒸気滅菌（オートクレーブ）
乾熱滅菌
EOG滅菌

製品情報

品番	品名	容量	入数	薬事番号
ZIT-500	InfuseIT 加圧バッグ	500ml	10	※1
ZIT-1000	InfuseIT 加圧バッグ	1000ml	10	※1
ZIT-520	InfuseIT 加圧バッグ リニューザブル	500ml	1	※2
ZIT-1020	InfuseIT 加圧バッグ リニューザブル	1000ml	1	※2

J M D Nコード：13100001

※1 医療機器届出番号：27B1X00002000026

※2 医療機器届出番号：27B1X00002000027

製造販売元

代理店



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419

仙台営業所：TEL 022-719-7666・FAX 022-719-7654

名古屋営業所：TEL 052-741-7124・FAX 052-741-7125

札幌・青森・金沢・岡山・広島・愛媛

●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがあります。

●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各支店・営業所へお願い致します。

S # # # # # -1707-01 # 000 - # #